



Der kleine Ludwig



MEDISEND®

Unser kleinstes tragbares Magnetfeldgerät

Anwendung bei:

- Konzentrationsmangel
- Abgeschlagenheit
- Wetterfühligkeit
- Schlafproblemen
- Elektrosensibilität

Das **MEDISEND®** bietet Ihnen unterschiedliche Programme zur Anwendung bei Konzentrationsmangel, Abgeschlagenheit, Wetterfühligkeit, Schlafproblemen, Elektrosensibilität und mehr. Im Durchmesser hat es eine physiologische Reichweite von ca. 60 cm.

Viele unserer Kunden nennen unser **MEDISEND®** liebevoll „Der kleine Ludwig“ und möchten dieses kleine Gerät nicht mehr missen. Es ist ein alltäglicher Begleiter und wird in Jacken- und Hosentaschen überall hin mitgenommen.

Das **MEDISEND®** ist das erste von **Dr. Ludwig** entwickelte Gerät mit pulsierendem Magnetfeld und schon **seit über 50 Jahren** auf dem Markt.



MEDISEND® fördert und stabilisiert die Regulationsfähigkeit

Mit dem **MEDISEND®** nutzen Sie neben weiteren einstellbaren Frequenzen den Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz (Yang-Signal) und die Geomagnetfrequenzen (Yin-Signal), die bei jeder Einstellung mit abgegeben werden. Um das **MEDISEND®** klein und handlich zu halten, wurde auf den Einbau des Generators für die Solarfrequenzen verzichtet. Informationen zu Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite dieses Prospektes.

Das MEDISEND®...

9 Einstellungen



bietet neun unterschiedliche Programme/Frequenzen, die Sie je nach Situation wählen können (s. Tabelle auf der Rückseite). Für die Einstellungen Nacht / Konzentration / Tag / Fitness gibt es jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten. Probieren Sie aus, welche für Sie am angenehmsten ist.

automatische
Abschaltung oder
Dauerbetrieb



schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab. Wenn Sie die wohltuende Wirkung länger nutzen möchten, ohne es wieder anschalten zu müssen (z.B. für eine längere Autofahrt oder für konzentriertes Arbeiten und Lernen), deaktivieren Sie die automatische Abschaltung und Ihr **MEDISEND®** wird zum Dauerläufer.

Substrat-
übertragung



ermöglicht Ihnen über einen Ampullenhalter (wahlweise nutzbar durch mitgelieferte zweite Rückwand) das Einschwingen von Substraten.



MEDISEND®

Der kleine Ludwig



Nr. Frequenz Anwendungsbeispiele

1	3 Hz	Nacht <ul style="list-style-type: none"> • begünstigt Entspannung und Schlaf • unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
2	4 Hz	
3	1,2 Hz	Elektrosensibilität <ul style="list-style-type: none"> • unterstützt bei Sensibilität auf Elektromog • fördert Entspannung und Abwehrkräfte
4	7,8 Hz	Konzentration / Energetisierung <ul style="list-style-type: none"> • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • 7,8 Hz ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen und unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • mit der Einstellung Nr. 4 (7,8 Hz) lassen sich wasserhaltige Lebensmittel energetisieren, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
5	8,2 Hz	
6	10 Hz	Tag <ul style="list-style-type: none"> • fördert das allgemeine Wohlbefinden • unterstützt bei Wetterfühligkeit, Reise- und Seekrankheit, Hörschwindel, Jetlag u.a.
7	12 Hz	
8	20 Hz	Fitness <ul style="list-style-type: none"> • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel u.a.
9	33 Hz	

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	1,2 / 3,0 / 4,0 / 7,8 / 8,2 / 10 / 12 / 20 / 33 Hz
Batterien:	zwei Batterien 1,5 V Typ AAA
Gewicht:	52 g
Größe:	5 x 6,6 x 1,5 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterien, zweite Rückwand mit integriertem Ampullenhalter, drei Glasampullen, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	276,47 €	329,- € Bestell-Nr. 102
Preis inkl. MwSt.:	329,-- €	
Versandkosten:	7,-- €	

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankeinzug/ Vorkasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 5,-- € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 – 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

Danke



Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Kaufen Sie das MEDISEND® ohne Risiko!

Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim
Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0
info@ams-ag.de • www.ams-ag.de

