

METRONOM solar

Rundum Wohlbefinden durch
Solarfrequenzen.
Die neue Zapper-Generation.



METRONOM solar

▶ ... ist weltweit das einzige Magnetfeld-Taschengenät mit automatischem Basisprogramm und vier Einzel-Frequenzprogrammen. Es verfügt über die drei biologischen Normale.


▶ ... sorgt mit seinem automatischen Programm „Sonne“ auf natürliche Weise für Ihr Wohlbefinden. Vier weitere Programme erlauben den individuell angepassten Einsatz bei Energiemangel und Abgeschlagenheit, Konzentrationsmangel und Unaufmerksamkeit, bei innerer Unruhe und zur Entspannung, Elektrosensibilität und Elektrosmog.

▶ ... gehört zur neuen Zapper-Generation! Denn es erreicht (gegenüber herkömmlichen Zappern) mit seinem physiologischen Magnetfeld den intrazellulären Raum. **METRONOM solar** durchläuft (in Oberwellen bis 10 MHz) automatisch sämtliche Frequenzen von Hulda CLARK und Royal RIFE.

▶ ... ist robust, verschleiß- und wartungsfrei, handlich, einfach zu bedienen und kaum größer als eine Zigaretenschachtel. Es schaltet nach 30 Minuten automatisch ab. Selbst bei täglicher Anwendung halten handelsübliche Batterien ca. ein halbes Jahr.

Jetzt NEU!

Mit einem Ampullenhalter zum Einschwingen von beliebigen Substraten (z.B. homöopathische Mittel, Bachblüten, Phytotherapeutika, Nosoden).



Der ungestörten Natur nachempfunden.

90-tägiges
Rückgaberecht

AMS GmbH
ADVANCED
MEDICAL SYSTEMS

Fon 0 93 41 / 9 29 30-0
Fax 0 93 41 / 9 29 30-99

Tannenweg 9
D-97941 Tauberbischofsheim

info@ams-ag.de
www.ams-ag.de






Funktion – Anwendung

METRONOM solar gibt über Batteriebetrieb (handelsübliche 9-Volt-Blockbatterie) elektromagnetische Signale ab. Mit den entsprechenden Drucktasten lassen sich fünf Programme (Taktfrequenz in Hz) anwählen. Die Tabelle zeigt, welches Programm Sie auswählen können.

Je nach Bedarf können Sie Ihr **METRONOM solar** einmal oder mehrmals täglich vorbeugend nahe der Thymusdrüse oder des Sonnengeflechts (Solarplexus) einsetzen. Sie tun damit sehr viel für Ihre tägliche Gesundheitsvorsorge.

Durch Anregung, Stabilisierung und Harmonisierung des vegetativen Nervensystems erlangen Sie Energie, Wohlbefinden und Vitalität. Sie aktivieren, stärken und beschleunigen Ihre Selbstheilungskräfte und unterstützen Ihren Körper bei der Entschlackung!

METRONOM solar stabilisiert und fördert die Regulationsfähigkeit!

Symbol	Taktfrequenz in Hz	Anwendungsbeispiele
	Frequenz-durchlauf: Von ca. 1000 Hz absteigend bis ca. 1 Hz, danach erneuter Start. Ein Durchlauf dauert ca. 7,5 sek. Mit Oberwellen bis 10 Mhz	Bioenergetisches Basisprogramm Stabilisierung, Harmonisierung des Organismus bzw. vegetativen Nervensystems Mit Zapper-Funktion
	33	anregend bei Lust- und Kraftlosigkeit, Energiemangel; bringt Fitness
	7,8	ausgleichend / stabilisierend z. B. bei Konzentrationsmangel, Unaufmerksamkeit, wetterabhängigen Befindlichkeitsstörungen, Jetlag; zur Energetisierung wasserhaltiger Nahrungsmittel
	3,0	beruhigend bei innerer Unruhe, zur Entspannung und Schlafunterstützung
	1,2	entspannend bei Elektrosensibilität (z. B. Arbeit am PC), zur Tiefenentspannung; Nogier-Frequenz

Weltweit einzigartig!

Und achten Sie auf das Pfeilsymbol!



Nur die von Dr. rer. nat. W. LUDWIG®, Institut f. Biophysik, Tauberbischofsheim, entwickelten Magnetfeldgeräte erzeugen das elektromagnetische Biofeld, das der ungestörten Natur nachempfunden und im richtigen Verhältnis nachgebildet ist (YIN-YANG-Ausgleich).

Das Frequenzspektrum der 64 essentiellen Spurenelemente wird mittels eines weltweit einzigartigen Verfahrens erzeugt.

Kein Risiko – Testen Sie unser **METRONOM solar** Wir garantieren Ihnen ein 90-tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-Zurück-Garantie!

Sie können **METRONOM solar** 90 Tage lang testen. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie uns das Gerät (ohne Angabe von Gründen) einfach innerhalb dieser Frist zurück. Sie erhalten den Kaufpreis (abzüglich der Porto- und Versandkosten) erstattet. Voraussetzung: Einwandfreier Zustand des Gerätes.

Harmonische Schwingungen fördern die Selbstregulation!

Im Unterschied zu allen anderen marktüblichen Geräten erzeugt **METRONOM solar** drei harmonischen Schwingungen:

Schumannfrequenzen - YANG-Signal:
Eigenresonanzen des Systems Erdoberfläche / Ionosphäre

Geomagnetfrequenzen - YIN-Signal:
Modulation des Erdmagnetfeldes durch die Eigenfrequenzen der 64 Spurenelemente

Solarfrequenzen:
korrespondierende UKW-Frequenzen des natürlichen Sonnenlichts

Technische Daten

Physiologische Reichweite: ca. 40 cm

Gewicht: 120 g

Größe: 25 x 76 x 110 mm

Lieferumfang

METRONOM solar inkl. handelsüblicher 9-Volt-Blockbatterie; Klettbandage; ausführliche Gebrauchsanweisung; Ampullenhalter mit 3 Glasröhrchen



Garantie

2 Jahre.

Zahlungsbedingungen

Preis netto € 410,93

Preis inkl. MwSt. € 489,00

(plus € 7,00 Porto und Versandkosten).

Zahlweise

per Bankeinzug

(3 % Skonto)

per Nachnahme

(3 % Skonto zzgl. 2,50 €

Nachnahmegebühr)

per Kreditkarte

(MasterCard / VISA)



489,00

inkl. MwSt.

Bestellnummer 103

überreicht durch:

AMS GmbH
ADVANCED
MEDICAL SYSTEMS

Fon 0 93 41 / 9 29 30-0
Fax 0 93 41 / 9 29 30-99

Tannenweg 9
D-97941 Tauberbischofsheim

info@ams-ag.de
www.ams-ag.de