



Einfach gute Schwingungen



MEDISEND® protect

Anwendung bei:

- Elektrosensibilität
- Konzentrations- schwierigkeiten bei der computerarbeit

Bietet Schutz vor
Elektrosmog



Sorglos am Computer

Arbeit am Computer ist mittlerweile fast nicht mehr vermeidbar, egal ob im Beruf oder in der Freizeit. Wer sich nicht davon fernhalten kann oder möchte und dennoch seinem Körper helfen will, sich nicht von dem negativen Einfluss stören zu lassen, für den ist das **MEDISEND® protect** genau das Richtige.

Auf Dauer reagieren zunehmend mehr Menschen sensibel auf Elektrosmog. Umgangssprachlich wird von „Elektrosmog-Sensibilität“ gesprochen. Eine dauerhafte Elektrosmogbelastung kann individuell unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen auslösen. **MEDISEND® protect** kann Ihnen helfen, sich gegen die störenden Wellen zu stärken.

Das **MEDISEND® protect** sieht aus wie ein Speicherstick und ist das kleinste Magnetfeldgerät der Welt. Es passt an alle USB-Schnittstellen und ist damit für jeden Computer geeignet. Seine physiologische Reichweite beträgt ca. 80 cm im Durchmesser - damit können Sie seine wohltuende Wirkung sowohl an Ihrem Laptop als auch an stationären Untertischgeräten nutzen. Auch der Einsatz im Auto oder an unterschiedlichen technischen Geräten ist möglich. Es wird lediglich eine USB-Schnittstelle zum Anschluss benötigt. Mit einem entsprechenden Adapter kann das **MEDISEND® protect** auch mit vielen Smartphones und Tablets betrieben werden.

Das MEDISEND® protect ...

Förderung der
Regulationsfähigkeit →

wird einfach in einen **USB-Port Ihres Computers/Laptops** gesteckt und generiert dort ein elektromagnetisches Biofeld, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Sobald Sie sich an Ihren Computer setzen, befinden Sie sich automatisch in dem Feld, das das **MEDISEND® protect** erzeugt. An diesem Feld **orientiert sich der Organismus** und wird auf diese Weise nicht mehr von den Störwellen des Computers und anderer Geräte irritiert.

dauerhaftes
natürliches
Magnetfeld →


erzeugt dauerhaft ein natürliches elektromagnetisches Feld mit **7,8 Hz (Hauptwert des Schumann-frequenzspektrums)**. Selbstverständlich wird immer auch das **Geomagnet-Frequenzspektrum** abgegeben. Um das **MEDISEND® protect** klein und handlich zu halten, wurde auf den Einbau des Generators für die Solarfrequenzen verzichtet. Informationen zu Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite des Prospektes.

nützlich bei
Elektrosensibilität →

wird zusätzlich mit der Frequenz von **1,2 Hz (Nogier Frequenz)** moduliert. Das bedeutet, dass das elektromagnetische Feld von 7,8 Hz in einer Frequenz von 1,2 Hz unterbrochen wird. Diese Frequenz hat sich als sehr **nützlich bei Elektrosensibilität** erwiesen.

Anschluss über
USB-Schnittstelle →

bezieht über den **USB-Anschluss** lediglich den Strom - deshalb kommt es zu keinerlei Problemen mit Anwender-Programmen, Betriebssystem-Versionen und Treibern auf Ihrem PC.



MEDISEND®protect

Für alle Lebewesen haben elektromagnetische Wellen eine fundamentale Funktion: Sie steuern und regeln körpereigene „Bioströme“. Wird diesen von außen durch Elektrosmog dauerhaft „dazwischengefunkt“, können biologisch sensible Regelkreise aus dem Takt geraten.

Moderne Arbeitsplätze stecken voller Elektrosmog-Quellen. Wir sitzen inmitten von Computer, Laptop, Fax, Telefon, Kopierer und Drucker und müssen oft ständig erreichbar sein. Wir nutzen Headsets, Smartphones und Tablets, arbeiten unter Neon-Licht, verwenden Sparlampen und in der Nähe befindet sich ein Handymast. WLAN, UMTS und Bluetooth sorgen für eine schnelle Datenübertragung - per Flatrate sind wir permanent online.

Kinder und Jugendliche sitzen oft stundenlang vor dem Computer, chatten nebenher mit dem Smartphone oder telefonieren mit dem schnurlosen Telefon und haben über ihren MP3-Player ununterbrochen Musik im Ohr.

Mit dem **MEDISEND®protect** helfen Sie Ihrem Körper, sich gegen diese Stressfaktoren zu stärken.



Erholung für
den Körper trotz
Arbeit am Computer

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	7,8 Hz - moduliert mit 1,2 Hz
Batterien:	die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss am Computer
Gewicht:	15 g
Größe:	7,0 x 2,0 x 1,2 cm
Lieferumfang:	Gerät in Metallbox, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	100,-- €
Preis inkl. MwSt.:	119,-- €
Versandkosten:	7,-- €

119,- €

Bestell-Nr. 100

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankeinzug/ Vorauskasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 5,-- € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 – 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

Danke



Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • www.ams-ag.de