



Einfach gute Schwingungen



Einzelfrequenzen
und Frequenzdurch-
lauf zur Unter-
stützung der
Regulationsfähigkeit
und Stimulierung
der Abwehr



5 Einstellungs-
möglichkeiten

Zapperfunktion →

Substrat-
übertragung

5 Elemente der
chinesischen Medizin



METRONOM solar

Tragbares Magnetfeldgerät im Taschenformat

Die **METRONOM**-Geräte (das **METRONOM solar** sowie das **METRONOM C**) sind die einzigen tragbaren Magnetfeldgeräte nach Dr. Ludwig®, die neben Festfrequenzen auch über einen automatischen Frequenzdurchlauf verfügen.

Das pulsierende elektromagnetische Feld des Gerätes können Sie je nach Bedarf z.B. bei **Konzentrationsmangel**, **Elektrosensibilität**, **Abgeschlagenheit** oder zur Unterstützung eines **erholamen Schlafes** einsetzen. Legen Sie das eingeschaltete Gerät zur Anwendung einfach neben oder auf sich (z.B. auf den Solar Plexus) oder stecken Sie es in die Tasche - es ist etwa so groß wie eine Packung Taschentücher.

Das **METRONOM solar** generiert wie auch unser MEDISEND® neben den weiteren einstellbaren Frequenzen den Hauptwert der **Schumannfrequenzen** von 7,8 Hz (Yang-Signal) sowie die **Geomagnetfrequenzen** (Yin-Signal). Zusätzlich werden im Gegensatz zum MEDISEND® auch die **Solarfrequenzen** abgegeben. Informationen zu Schumann-, Geomagnet und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite des Prospektes.

Das METRONOM solar...

→ hat **fünf verschiedene Programme/Frequenzen**, die Sie in unterschiedlichen Situationen wählen können (s. Tabelle auf der Rückseite). Vier **feste Frequenzen** und ein **wiederkehrender Frequenzdurchlauf** stärken und unterstützen die Regulationsfähigkeit Ihres Körpers.

→ eignet sich mit dem **Frequenzdurchlauf** zur Stimulierung und Kräftigung der körpereigenen Abwehr. In seinen Oberwellen erreicht das **METRONOM solar** in dieser Einstellung Frequenzen bis in den **Megahertzbereich**. Hierdurch werden auch Frequenzen von Hulda Clark und Royal Rife durchlaufen und das **METRONOM solar** kann als **alternatives Zapper-Gerät** genutzt werden. Anders als der Reizstrom üblicher Zapper, erreicht ein elektromagnetisches Feld sogar den **intrazellulären Raum**.

→ überträgt mit Hilfe des mitgelieferten Ampullenhalters Informationen sämtlicher Substrate wie Homöopathika, Bachblüten u.a. Das Magnetfeld wird als Transportschiene genutzt.

→ kann über seine Frequenzen den **fünf Elementen** der chinesischen Medizin zugeordnet werden (s. Tabelle der Rückseite).

→ schaltet sich nach 30 Minuten Betrieb automatisch ab. Bei Bedarf kann die automatische Abschaltung deaktiviert werden.



METRONOM solar



Frequenzdurchlauf für Zapperfunktion

Symbol und chin. Element	Frequenz	Anwendungsbeispiele
 Erde	Frequenzdurchlauf 1000 - 1 Hz	<p>Basisprogramm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung und Harmonisierung des Organismus • Unterstützung der Abwehr • Zapperfunktion durch die Oberwellen bis in den MHz-Bereich
 Feuer	33 Hz	<p>anregend</p> <ul style="list-style-type: none"> • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel
 Holz	7,8 Hz Hauptwert Schumannfrequenz	<p>ausgleichend / stabilisierend</p> <ul style="list-style-type: none"> • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • die Schumannfrequenz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
 Metall	3,0 Hz	<p>beruhigend / entspannend</p> <ul style="list-style-type: none"> • begünstigt Entspannung und Schlaf unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
 Wasser	1,2 Hz	<p>Elektrosensibilität</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterstützt bei Sensibilität auf Elektrosmog • fördert Entspannung und Abwehrkräfte



Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spuren-elemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Kaufen Sie das **METRONOM solar** ohne Risiko!



Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • www.ams-ag.de

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf von 1000 - 1 Hz
Batterien:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	120 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre
Preis:	
Preis netto:	460,50 €
Preis inkl. MwSt.:	548,- €
Versandkosten:	7,- €

548,- €

Bestell-Nr. 103

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankeinzug/ Vorauskasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 5,- € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 - 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

Danke