

Kleingerät	Preis in Euro inkl. MwSt.	Vorteile	Unterschied zu anderen Kleingeräten
MEDISEND®	329,--	<ul style="list-style-type: none"> • sehr klein und schmal – das handlichste unter den tragbaren Geräten • drückt nicht und trägt nicht auf, wenn es in der Hosentasche getragen wird • 9 wählbare Programme mit jeweils zwei Optionen für Tag / Nacht / Konzentration / Fitness sowie einer Einstellung für Elektrosensibilität • hat deaktivierbare automatische Abschaltfunktion • generiert Schumann- und Geomagnetfrequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • generiert keine Solarfrequenzen • hat im Gegensatz zum METRONOM solar / METRONOM C keinen automatischen Frequenzdurchlauf • lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem Großgerät/AMScomsystem verbinden
MEDISEND® protect	119,--	<ul style="list-style-type: none"> • braucht keine Batterien, da es den Strom durch Anschluss an einen Computer (oder eine andere Stromquelle) erhält • wenn es im Computer steckt, kann man nicht mehr vergessen, seinen Elektromog-Schutz anzuschalten. Das Gerät generiert durchgehend den Hauptwert der Schumannfrequenz (7,8 Hz), solange das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist • kann einfach immer im Computer stecken gelassen werden • generiert Schumann- und Geomagnetfrequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • generiert keine Solarfrequenzen • durch das Fehlen von Batterien ist es nur stationär einsetzbar und nicht transportabel. Zum Betrieb wird immer eine Stromquelle benötigt. • keine Auswahl von unterschiedlichen Frequenzen. Das Gerät gibt immer ein pulsierendes Magnetfeld von 7,8 Hz ab, welches mit 1,2 Hz moduliert wird
MEDICUR®pro	439,--	<ul style="list-style-type: none"> • 3 wählbare Programme – bietet je eine Frequenz für Tag / Nacht / Konzentration • bei Schmerz einsetzbar • generiert Schumann- und Geomagnet- und Solarfrequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • hat im Gegensatz zum METRONOM solar / METRONOM C keinen automatischen Frequenzdurchlauf • lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem Großgerät/AMScomsystem verbinden • ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®

Kleingerät	Preis in Euro inkl. MwSt.	Vorteile	Unterschied zu anderen Kleingeräten
<p>METRONOM solar</p>	<p>548,--</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kombiniert die Eigenschaften des MEDISEND® und des MEDICUR®pro Gerätes • ist neben dem METRONOM C das einzige Kleingerät, das einen automatischen Frequenzdurchlauf hat • 5 wählbare Programme – davon vier Festfrequenzen. Bietet je eine Frequenz für Tag / Nacht / Konzentration und Elektrosensibilität • generiert Schumann- und Geomagnet- und Solarfrequenzen • hat deaktivierbare automatische Abschaltfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem Großgerät/AMScomsystem verbinden • ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®
<p>METRONOM C</p>	<p>649,--</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gleiche Merkmale wie für das METRONOM solar – 5 wählbare Programme mit 4 Festfrequenzen und einem automatischen Frequenzdurchlauf (s. oben) • verfügt zusätzlich über einen Speicherplatz, auf dem eine digitale Information (BIOWAVE) abgespeichert werden kann • einziges Kleingerät, das mit einem Großgerät mit dem AMScomsystem Software verbunden werden kann • hat deaktivierbare automatische Abschaltfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®
<p>MEDICUR® color</p>	<p>659,--</p>	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Farb- und Chakrentherapie • hat individuelle Zeiteinstellung sowie deaktivierbare automatische Abschaltfunktion • generiert Schumann- und Geomagnet- und Solarfrequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • hat im Gegensatz zum METRONOM solar / METRONOM C keinen automatischen Frequenzdurchlauf • lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem Großgerät/AMScomsystem verbinden • ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®